



Monitor pacjenta/kardiomonitor MED CHOICE MMED6000DP-M10 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez 2 nowe wymienne akumulatory 12 V / 2,4 Ah (**jeden w zestawie, możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 VA,
- **Med Choice** jest przenośnym kardiomonitor, który dzięki swojej poręczności i niezawodności jest szeroko stosowany m. in. w punktach pierwszej pomocy, klinikach, szpitalach, organizacjach medycznych,
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - ECG - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Fabrycznie nowy czujnik silikonowy,
 - NIBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Funkcja FREEZE,
- Posiada 2 porty USB 2.0 oraz gniazda AUX i VGA,
- Możliwość przewodowego podłączenia do sieci,
- Posiada ekran TFT o przekątnej 10,6",
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Wymiary ogólne: 31,5 x 18 x 30 cm,
- Waga zestawu: 5 kg,
- Kat. 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

