



Zagłówek ALVO 4-09-040 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **ALVO** jest specjalistycznym zagłówkiem do operacji neurologicznych, laryngologicznych oraz okulistycznych,
- Elementy ukształtowane anatomicznie,
- Manualna regulacja położenia zagłówka w szerokim zakresie:
 - Kąta nachylenia,
 - Wysokości,
 - Odległości od stołu,
- Możliwość regulacji rozstawu elementów zagłówka w celu lepszego dopasowania do głowy pacjenta,
- **W zestawie adapter zabezpieczający mocowanie zagłówka,**
- Wymiary: 50 x 37 x 17 cm,
- Waga: 6,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

