



Monitor pacjenta/kardiomonitor WELCH ALLYN PROPAQ CS 242 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 8 V / 2,7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Propaq CS 242** jest kompaktowym monitorem pacjenta pozwalającym kontrolować wiele parametrów życiowych pacjenta nawet w ekstremalnych warunkach,
- **Urządzenie posiada:**
 - Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 8,5" z **dwiema małymi rysami nie wpływającymi na komfort użytkownika monitora**,
 - Menu w języku angielskim,
 - Możliwość podłączenia do defibrylatora poprzez gniazdo DEFIB SYNCHRO,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Uchwyt do przemieszczania i powieszenia,
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - ECG / EKG RESP - Nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z konektorami typu zatrzask,
 - SPO₂ - Nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP - Nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Przycisk uruchamiający urządzenie posiada uszkodzoną gumkę ochronną,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz 16 - 24 V,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 24 x 20 x 20 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

