



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko rehabilitacyjne STIEGELMEYER 5085-04-85-00-0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Stiegmeyer** jest wygodnym łóżkiem rehabilitacyjnym z elektryczną regulacją wysokości,
- Dwusegmentowe,
- Wyposażony w drewniane panele od strony głowy i nóg z wycięciami do wygodnego przemieszczania łóżka,
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę,
- Składane poręcze po obu stronach łóżka,
- Odbojniki w każdym narożniku,
- Płynna, elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:
 - Wysokości leża w zakresie 40 - 80 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 68°,
- **Możliwość doposażenia w materac oraz wysięgnik dla pacjenta za dodatkową opłatą,**
- **Łóżko oraz pilot posiadają widoczne ślady użytkowania,**
- Mobilny, na 4 kołach z dwoma hamulcami centralnymi,
- Wymiary:
 - Leża: 193 x 90 cm,
 - Ogólne: 209 x 102 x 90/130 cm,
- Waga: 126 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

