



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Certyfikowany Test/Testy antygenowy LANSIONBIO COVID-19 (z krwi) (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- **Testy Lansionbio** służą do szybkiej diagnostyki jakościowej i ilościowej przeciwciał neutralizujących w ludzkiej surowicy, osoczu i pełnej krwi,
- Pomaga ocenić skuteczność szczepienia przeciw Covid-19 lub stwierdzić obecność przeciwciał po przebyciu tej choroby,
- Przeznaczony do użytku w profesjonalnych placówkach medycznych,
- **Specyfikacja:**
  - Czulość: 95 %,
  - Swoistość: 98 %,
  - Czas reakcji: 15 minut,
  - Próbkę: osocze, surowica, krew pełna,
  - Metodologia: Test immunologiczny suchej fluorescencji,
  - Przechowywanie : 4 - 30° C,
- **Testy są przystosowane do analizatorów firmy LANSIONBIO:**
  - LS-1000,
  - LS-2000,
  - LS-1100,
  - LS-2100,
  - LS-4000,
  - LS-7000,
  - LS-7100,
  - LS-7800,
  - LS-3000,
  - LS-3100,
- **W zestawie:**
  - Pasek testowy w szczelnie zamkniętej torebce ze środkiem osuszającym - 25 szt.
  - Buteleczka z odczynnikami,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,

