



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG TOSHIBA SSA-790A APLIO XG (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji japońskiej, (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 VA,
- **Aplio XG SSA-790A** zapewnia doskonałe wyniki kliniczne poparte szerokim wachlarzem unikalnych, zatwierdzonych klinicznie technologii,
- Pełny zakres funkcji obrazowania umożliwia precyzyjne uwidocznienie drobnych szczegółów tkanek i struktur naczyniowych, co pozwala na szybszą i dokładniejszą diagnostykę.
- **Wyposażony w:**
  - Monitor LCD o przekątnej ekranu 19,2",
  - Dodatkowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,4",
  - 5 aktywnych gniazd dla głowic,
  - Wysuwaną klawiaturę alfanumeryczną,
  - Stację DVD,
  - 2 porty USB 2.0,
  - Wbudowane głośniki,
  - Szufladę o wymiarach 30 x 9,5 x 10 cm,
  - Uchwyt transportowy,
- **Funkcje:**
  - 2D,
  - M,
  - Doppler pulsacyjny (PW),
  - Fala ciągła (CW),
  - Obrazowanie przepływów w kolorze (CDI),
  - Power,
  - Doppler tkankowy (TDI),
  - Obrazowanie harmoniczne (THI),
  - Automatyczna optymalizacja obrazu (QuickScan),
- Możliwość podłączenia przewodowego do sieci,
- Menu w języku: angielskim,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **Aparat nosi widoczne ślady użytkowania,**
- Mobilny, na 4 kołach z hamulcem centralnym i możliwością jazdy kierunkowej,
- **W zestawie:**
  - Videoprinter **MITSUBISHI Model P95**,
  - Głowica fazowa **TOSHIBA Model PST-30BT**:
    - Zakres częstotliwości: 2 - 4,8 MHz,
    - Obrazowanie przezczaszkowe oraz kardiologiczne,
  - Głowica liniowa **TOSHIBA Model PLT-704SBT**:
    - Zakres częstotliwości: 4,8 - 11,0 MHz,
    - Obrazowanie naczyniowe,
  - Głowica endowaginalna **TOSHIBA Model PVT-661VT**:
    - Zakres częstotliwości: 3,6 - 8,8 MHz,
    - Obrazowanie endowaginalne oraz endorektalne,
  - Głowica liniowa **TOSHIBA Model PLT-1204BT (18L7) z naruszoną powłoką**:
    - Zakres częstotliwości: 7,2 - 14 MHz,
    - Obrazowanie naczyniowe oraz badania małych obszarów,
  - **Widocznej na zdjęciach głowicy TOSHIBA Model PLT-805AT (12L5) brak w zestawie,**
- Wymiary: 112 x 56 x 143/167 cm,
- Waga zestawu: 193 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

