



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podglówek podkowiasty FAMED ŻYWIEC WS-21.5 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Podglówek podkowiasty** podpira głowę pacjenta w pozycji pronacyjnej oraz supinacyjnej,
- Posiada dwa punkty obrotu, które pozwalają dostosować pozycję pod konkretny zabieg,
- Materac z poliuretanu zapewnia optymalną twardość,
- Podglówek jest kompatybilny z podkładami żelowymi,
- Posiada adapter o wymiarach listwy do montażu dodatkowych akcesoriów, w tym traktacji,
- **Podglówek posiada niewielkie ślady użytkowania,**
- Wymiary: 32 x 30 x 19 cm,
- Waga: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

