



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS CV-160 ze źródłem światła CLV-160 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Procesor obrazu OLYMPUS Model CV-160:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 150 VA,
 - Ulepszony system przetwarzania sygnału umożliwia wyraźną obserwację najdrobniejszych szczegółów, co zapewnia dokładniejsze badanie i leczenie,
 - Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140,
 - Balans bieli,
 - Posiada funkcję FREEZE,
 - Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - **Wyposażony w następujące wejścia i wyjścia:**
 - MONITOR REMOTE,
 - PC,
 - USB 2.0 - 2 szt,
 - 100BASE-TX,
 - MONITOR OUT,
 - COMP OUT,
 - PRINTER IN-OUT,
 - D.FILE REMOTE,
 - PRINTER REMOTE,
 - D.FILE IN-OUT,
 - LIGHT CONTROL,
 - VTR REMOTE,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wymiary: 45 x 37 x 8 cm,
 - Waga: 8 kg,
 - Źródło światła OLYMPUS EVIS EXERA II Model CLV-160:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 500 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,
 - Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 100 W,
 - Automatyczna oraz manualna regulacja jasności obrazu,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wskaźnik żywotności lampy,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Wymiary: 49 x 37 x 14 cm,
 - Waga: 14,5 kg,
 - Klawiatura OLYMPUS MAJ-845,
 - Przewód zasilający - 2 szt,
- **Urządzenia posiadają delikatnie przebarwione fronty,**
- **Brak butelki oraz przewodu Pigtail MAJ-843 w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 49 x 37 x 22 cm,
- Waga zestawu: 24 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

