



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podpórka nadgarstków STRYKER 1068-250 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Podpórka nadgarstków** służy jako wspornik przedramion chirurga pracującego w pozycji stojącej lub siedzącej za głową pacjenta,
- Stosowana podczas zabiegów chirurgicznych okulistycznych oraz w obrębie głowy i szyi,
- Kształt półpierścienia zapewnia oparcie w szerokim zakresie,
- Kompatybilna z częścią głowicową większości noszy do operacji oczu, głowy i szyi firmy Stryker,
- **Podpórka nosi widoczne ślady użytkowania,**
- Wymiary: 41 x 34 x 19 cm,
- Waga: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

