



Kolposkop LEISEGANG 1H (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Leisegang 1H jest** jest mocowanym do fotela kolposkopem do badań ginekologicznych,
- Posiada filtr zielony,
- Osadzony na 3 - częściowym ramieniu pantograficznym o łącznej długości ok. 80 cm,
- Źródło światła: żarówka halogenowa 12 V / 20 W,
- Wyposażony w uchwyt dla lepszej kontroli nad urządzeniem,
- **Płynna manualna regulacja:**
 - Wysokości głowicy kolposkopu na sztycy za pomocą pokrętła oraz uchwytu w zakresie 33 cm,
 - Natężenia światła,
 - Rozstawu źrenic i korekty okularu,
- **Jeden z okularów posiada pęknięcie,**
- Wymiary: 58 x 23 x 73/106 cm,
- Waga: 13 kg,
- Kat. 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

