



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podpórki pod rękę (podłokietniki) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Wyposażone w materace o wymiarach: 24 x 9 x 3,5 cm,
- Służą do podpierania ręki pacjenta,
- Manualna regulacja ustawienia przystawki:
 - W płaszczyźnie pionowej w zakresie 360°,
 - Wysokości w zakresie ok. 25 cm,
- Mocowane za pomocą profilu o przekroju kwadratowym (mocowania brak w zestawie),
- Wymiary podłokietników: 30,5 x 9 x 39,5 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

