



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laktator MEDELA SYMPHONY (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 6 V 1,2 Ah (**brak w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Medela Symphony** powstała z myślą o wsparciu matek podczas karmienia piersią: pomaga zainicjować, rozwinąć i utrzymać laktację na odpowiednim poziomie,
- Doskonałe rozwiązanie do długotrwałego i częstego odciągania pokarmu,
- Wykorzystuje technologie inicjacji i 2-Phase Expression, dzięki czemu odwzorowuje naturalny rytm ssania dziecka i pomaga stymulować wypływ mleka,
- Posiada zabezpieczenie przed przelaniem,
- Umożliwia odciąganie podwójne i pojedyncze,
- Menu w języku: polskim,
- Wyposażony w uchwyt na przewody,
- Wytwarzane podciśnienie: (-50) - (-250) mmHg,
- Mobilny, na podstawie jezdnej na 4 podwójnych kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Karta z programem Symphony PLUS,
 - Uchwyt na butelki,
 - Instrukcja obsługi w wielu językach (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Laktatora: 21 x 14 x 25 cm,
 - Ogólne: 37 x 37 x 92 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

