



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pas mocujący rękę pacjenta SCHMITZ 101.121 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- **Pas mocujący rękę pacjenta** służy do unieruchamiania kończyny górnej na wysokości nadgarstka,
- Składa się z pasa wyposażonego w rzepy oraz uchwyt montażowy z napędem,
- Możliwość zdjęcia uchwytu i wyprania pasa w 95° C ,
- Bezstopniowa regulacja zacisku,
- Pas wykonany z poliestru oraz poliamidu,
- Wymiary:
 - Szerokość pasa: 11,5 cm,
 - Ogólne: 24,5 x 11,5 x 4 cm,
- Waga: 0,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

