



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Pas mocujący rękę pacjenta SCHMITZ 101.121 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- **Pas mocujący rękę pacjenta** służy do unieruchamiania kończyny górnej na wysokości nadgarstka,
- Składa się z pasa wyposażonego w rzepy oraz uchwyt montażowy z napędem,
- Możliwość zdjęcia uchwytu i wyprania pasa w 95° C ,
- Bezstopniowa regulacja zacisku,
- Pas wykonany z poliestru oraz poliamidu,
- Wymiary:
  - Szerokość pasa: 11,5 cm,
  - Ogólne: 24,5 x 11,5 x 4 cm,
- Waga: 0,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

