



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podpórka boczna MAQUET 1002.11C0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- **Podpórka boczna** zapewnia bezpieczne i wygodne ustawienie dla bioder i innych części ciała pacjenta w zabiegach wymagających optymalnej stabilności bocznej,
- Posiada zintegrowany, materacyk o wymiarach 21,5 x 10 x 5 cm,
- Delikatne wyprofilowanie pozwala lepiej rozłożyć nacisk,
- Możliwość rotacji podpórki,
- Zdemontowana podkładka ułatwia utrzymanie akcesorium w czystości,
- Wyposażona w sztycę o długości 11 cm (**mocowania brak w zestawie**),
- **Sztyca podpórki nosi nieznaczące ślady użytkowania**,
- Wymiary: 21,5 x 10 x 8 cm,
- Waga: 1 kg,
- Kat. 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

