



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stanowisko do pobierania krwi U.B.M ST-02 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Stanowisko U.B.M.** umożliwia sprawne i łatwe przeprowadzenie zabiegu pobrania krwi zarówno na prawym, jak i lewym przedramieniu,
- **Nowa tapicerka** z atestem medycznym w kolorze beżowym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Wyposażony w 2 podłokietniki z możliwością regulacji wysokości w zakresie 57 - 77 cm,
- Podłokietniki umieszczone na sztycy pozwalającej na obrót w płaszczyźnie pionowej,
- Wszystkie elementy osadzone na wytrzymałej podstawie z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Gumowe stopki zabezpieczają przed ślizganiem się stanowiska,
- Wymiary:
 - Ogólne: 80 x 74 x 81 cm,
 - Siedziska: 39 x 40 x 4,5 cm,
 - Podłokietnika: 44 x 17 x 3 cm,
- Maksymalny udźwig: 120 kg,
- Waga: 17 kg,
- Kat. 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

