



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### Podpórka boczna (wałek) (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Wałek podporowy** służy do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, stosowany z obu stron pacjenta,
- Składa się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach:  $\varnothing$  6,5 x 19,5 cm oraz części nośnej umożliwiającej regulację wysokości w zakresie ok. 17 cm,
- **W zestawie zacisk montażowy na szynę,**
- Wymiary: 47 x 19 x 6,5 cm,
- Waga: 1,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

