



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica endowaginalna PHILIPS C9-5EC (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Typ sondy: endowaginalna, szerokopasmowa,**
- Obsługiwane tryby: XRES, Color Power Angio, Freehand 3D,
- Kompatybilna z systemami PHILIPS iU22, HD11XE i HD11,
- Zakres częstotliwości: 9 - 5 MHz,
- Promień krzywizny: 8 mm,
- Pole widzenia: 150°,
- Wymiary: 29 x 4,5 x 3 cm,
- Waga: 1,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

