



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR SECURA FT 12/230 V (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 12 / 230 V lub poprzez 1 wbudowany akumulator 7,2 V / 1,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Perfusor Secura FT** jest strzykawkową, jednokanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów,
- Obsługuje strzykawkę B. BRAUN o pojemności 50 ml,
- Posiada:
  - Czytelny wyświetlacz,
  - Foliowany panel sterowania,
  - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- Wbudowane alarmy oraz prealarmy, np. na 3 minuty przed końcem infuzji,
- Prędkość infuzji: 0,1 - 99,9 mL / h,
- Skrócona instrukcja obsługi na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Pompa posiada widoczne ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w językach: EN, DE (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 31,5 x 15,5 x 17 cm,
- Waga: 2,5 kg,
- Kat 04,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

