



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Aparat do karboksyterapii FENIX (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Fenix** to wysoko zaawansowane technologicznie urządzenie medyczne do karboksyterapii, które posiada gotowe programy zabiegowe, a podgrzewanie gazu gwarantuje brak odczuć bólowych. Dzięki tym funkcjom zabieg staje się prosty i bezpieczny zarówno dla Pacjenta jak i osoby przeprowadzającej zabieg,
- Karboksyterapia to zabieg, który zdobył już ugruntowaną pozycję w gabinetach medycyny estetycznej. Jego działanie polega na wstrzykiwaniu kontrolowanych dawek czystego dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>) podskórnie lub śródskórnie. CO<sub>2</sub> jest produkowany przez nasze komórki w wyniku spalania tlenu oraz wydalany przez nasze płuca. Dzięki temu, że jest dla nas obojętny, może być też bezpiecznie podawany w skórę,
- Karboksyterapia jest zabiegiem mało inwazyjnym i w 100% naturalnym, nie wymagającym rekonwalescencji. Badania naukowe wykazały, że poprawia elastyczność skóry i reaktywuje mikrokrążenie miejscowo pobudza włókna kolagenowe i rozbija błonę adipocytów, powodując efekt lipolityczny i lipoklastów, bez uszkodzania tkanki łącznej, naczyń i otaczających struktur nerwowych,
- Posiada 5 trybów pracy:
  - 4 programy automatyczne,
  - Program manualny,
- Zalety systemu:
  - Podgrzewany gaz - gwarancja bezbolesnego zabiegu,
  - Pneumatyczny pistolet umożliwiający szybkie i precyzyjne podanie CO<sub>2</sub>,
  - Gotowe programy zabiegowe - precyzja i bezpieczeństwo za każdym razem,
  - Kontrola przepływu i objętości dwutlenku węgla,
  - Innowacja - Three Way Injection - opcja zabiegu na tkankę tłuszczową okolicy brzucha,
  - Karboksyterapia okolic wrażliwych tj. oczy, skóra głowy,
  - Zawsze ściśle określone dawki dwutlenku węgla,
  - Synergiczne oddziaływanie karboksyterapii i mezoterapii w jednym zabiegu,
- Iniekcja pistoletem:
  - Wysoka precyzja podania gazu,
  - Łatwa i szybka iniekcja dwutlenku węgla,
  - Komfort i bezpieczeństwo dla Pacjenta i lekarza,
  - Mikrometryczna regulacja - pełna kontrola głębokości iniekcji,
  - Iniekcja ściśle określonych dawek dwutlenku węgla w trybie automatycznym jak i manualnym,
  - Wbudowany manometr - kontrola ciśnienia wytrysku do 0,5 MPa,
  - Programy umożliwiające wykonanie od 66 do 420 wkluc na minutę w trybie automatycznym,
  - Lekki i łatwy w użyciu,
  - Ciągłe zasilanie elektryczne,
- Menu w języku: angielskim,
- Specyfikacja:
  - Zakres objętości: 10 - 3000 cc,
  - Zakres prędkości: 5 - 100 cc/m,
- Mobilny, na wózku posiadającym:
  - Miejsce na butlę z gazem,
  - 4 kółka, w tym 2 z hamulcem,
- W zestawie:
  - Manometr SHERMAN,
  - Filtr powietrza,
  - Załącznik nożny,
  - Pistolet z wbudowanym manometrem,
  - Przewód połączeniowy z wężykiem,
  - Protokoły zabiegowe,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Aparatu: 32 x 21 x 25,5 cm,
  - Ogólne: 38 x 31 x 109 cm,
- Waga: 51 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

