



Aparat do terapii ultradźwiękowej SIEMENS SONOSTAT 733 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Siemens Sonostat 733** to kompaktowy aparat do terapii ultradźwiękowej,
- Jego działanie może być z powodzeniem stosowane w leczeniu zapalnych, reumatycznych chorób układu ruchu, urazów, chorób zapalnych nerwów obwodowych, chorób krążenia obwodowego,
- Intuicyjna obsługa,
- Tryb pracy ciągły lub impulsowy,
- Płynna, manualna regulacja ustawienia:
 - Mocy w zakresie 0,1 - 3 W/cm²,
 - Czasu zabiegu w zakresie 0 - 25 min,
- **W zestawie głowica ultradźwiękowa z niewielkimi śladami użytkowania,**
- Wymiary: 40 x 28 x 10 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

