



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik saturacji SpO2 na palec DRAGER (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Czujnik wielokrotnego użytku,
- Przeznaczony dla dorosłych,
- Kompatybilny z kardiomonitorami / monitorami pacjenta DRAGER Model VISTA 120 oraz VISTA 120 SC,
- Długość: 2,5 m,
- Wymiary: 6,5 x 3 x 2 cm,
- Waga: 0,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

