



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Czujnik saturacji SpO2 na palec DRAGER (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Czujnik wielokrotnego użytku,
- Przeznaczony dla dorosłych,
- Kompatybilny z kardiomonitarami / monitorami pacjenta DRAGER Model VISTA 120 oraz VISTA 120 SC,
- Długość: 2,5 m,
- Wymiary: 6,5 x 3 x 2 cm,
- Waga: 0,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

