



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kabel główny z 3 - odprowadzeniowym przewodem EKG DRAGER (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Standardy przewodów EKG:
  - Głównego: IEC / AHA,
  - 3- odprowadzeniowego: IEC,
- Kompatybilny z kardiomonitorem / monitorem pacjenta DRAGER Model VISTA 120,
- Waga: 0,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

