



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel główny z 3 - odprowadzeniowym przewodem EKG DRAGER (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Standardy przewodów EKG:
 - Głównego: IEC / AHA,
 - 3- odprowadzeniowego: IEC,
- Kompatybilny z kardiomonitorem / monitorem pacjenta DRAGER Model VISTA 120,
- Waga: 0,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

