



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Podłogowy wieszak stojący PRAISTECH (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Przydatny do przechowywania odzieży wierzchniej w miejscach publicznych, np. przychodni,
- Estetyczny i funkcjonalny,
- Wyposażony w:
  - 6 plastikowych haków na odzież wierzchnią,
  - 6 uchwytów na kapelusze,
  - Uchwyt na parasole oraz miseczki na spływającą z nich wodę,
- Wymiary: Ø 32 x 170cm,
- Waga: 6 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

