



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii Kriopol R - Bryza II (15 l) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- **Aparat do krioterapii Kriopol R Bryza II** to proste i niezawodne urządzenie, które umożliwi skuteczne i efektywne wychładzanie powierzchni skóry, zapewnia pełny komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu producenta zapewniamy najwyższy standard wyrobu,
- **Zalety i korzyści dla użytkowników:**
 - Bezciśnieniowy i bezpieczny w użytkowaniu,
 - Łatwy w obsłudze, wygodny i niezawodny
 - Dobór zbiornika uzależniony od potrzeb Klientów,
 - Unikalna technologia pozwala na zachowanie elastyczności przewodu doprowadzającego pary azotu na powierzchnię skóry pacjenta,
 - Jest od razu gotowy do użytku - w 30 sekund od uruchomienia osiąga temperaturę roboczą (-100 do - 160 stopni Celsjusza),
 - Nie powoduje odmrożeń skóry, bo strumień pary jest jednolity i nie zawiera kropeł ciekłego azotu,
- **Zalety i korzyści dla pacjentów:**
 - Zmniejszenie bólu,
 - Przyspieszenie przemiany materii,
 - Obniżenie aktywności procesu zapalnego,
 - Ograniczenie stosowania leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych,
 - Zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych,
 - Szybsza regeneracja i powrót do zdrowia,
 - Poprawa ruchomości w zakresie leczonych stawów,
 - Przyspieszenie procesu leczenia,
 - Zmniejszenie obrzęków,
 - Redukuje cellulit i ujędrnia skórę,
- **Dane techniczne:**
 - Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2),
 - Objętość zbiornika: 15 l,
 - Temperatura strumienia gazu: -160 °C (przy wylocie dyszy),
 - Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne,
 - Zużycie ciekłego azotu: 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu,
 - Zasilanie: 230 V +/- 10 %,
 - Częstotliwość: 50 Hz,
 - Klasa ochronności: I,
 - Bezpiecznik: 3,15 WTA,
 - Wymiary urządzenia (szerokość / długość / wysokość): 430 / 490 / 1000 mm,
 - **Urządzenie posiada certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG załącznik II oraz deklaracje zgodności. Jest zgłoszone do rejestru wyrobów medycznych,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta,
 - Zbiorniki Dewara 12 miesięczną,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.



