



Stacja dokująca do 4 pomp (z dodatkowymi gniazdami) B.BRAUN 8713142 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Posiada wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Posiada miejsce montażowe do uchwytu za pomocą którego możliwy jest montaż na statywie, **(Brak uchwytu w zestawie)**,
- **Wyposażona w dodatkowe gniazda:**
 - USB port główny,
 - USB port,
 - RS232,
 - PS/2 - do czytnika kodów paskowych,
 - Ethernet RJ45 - gniazdo wyłączone z użytku,
- **Możliwość doposażenia stacji w pompy infuzyjne (strzykawkowe) B.BRAUN PERFUSOR SPACE (za dodatkową opłatą)**,
- Wymiary: 16 x 28 x 36 cm,
- Waga: 4,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

