



Stacja dokująca (ładowarka) AD ELEKTRONIK MBSS (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 W,
- **AD Elektronik MBSS** jest kompaktową stacją dokującą służącą do ładowania akumulatorów (naprzemiennie),
- Przeznaczona do ładowania akumulatorów **MEDTRONIC PHYSIO CONTROL** typu Fastpak, Fastpak2, Lifepak NiCd oraz Lifepak SLA
- Wyposażona w kontrolki informujące o ładowaniu, naładowaniu, kondycjonowaniu i błędzie baterii,
- Panel urządzenia - obsługa w trzech językach (niemiecki, angielski, francuski),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 31 x 10 cm,
- Waga: 3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

