



## Szafa lekarska PRAISTECH FIBI (szara) (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- **Szafa lekarska Fibi** posiada trwałą, metalową konstrukcję,
- Wyposażona w dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi z zamkiem,
- Cztery półki zapewniają dużo miejsca do przechowywania,
- Możliwość regulacji wysokości półek dzięki perforowanym szynom z otworami co 1,5 cm,
- **W zestawie 2 kluczyki,**
- Wymiary:
  - Półki: 90 x 37,5 cm,
  - Ogólne: 90 x 40 x 185 cm,
- Waga: 44,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

