



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek jezdny do respiratora MAQUET SERVO-U SERVO-n (Powystawowy (demo))**

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji szwedzkiej,
- Wózek wykonany z stopu aluminium malowany proszkowo przeznaczony do respiratorów MAQUET serii SERVO-U, SERVO-n,
- Mobilny na 4 podwójnych kołach średnicy 125mm GUY-RAYMOND z możliwością blokady,
- Podstawa mocująca z blokadą zaczepu,
- Wyposażony w transparentny pojemnik na dokumentację,
- Wymiary: 64 x 55 x 55 cm,
- Waga: 11,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

