



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit Laryngologiczny MediTop ProminENT (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Holenderskiej,
- ProminENT wyróżnia się połączeniem higienicznej i modułowej konstrukcji, doskonałej ergonomii i wysokiego komfortu pracy. ProminENT został zaprojektowany w taki sposób, aby cały niezbędny sprzęt był w zasięgu ręki. To sprawia, że ProminENT jest najlepszym urządzeniem laryngologicznym dla każdego laryngologa,
- ProminENT może być wyposażony w szeroką gamę zintegrowanych funkcji,
- **Łatwy do czyszczenia** - Dzięki zastosowaniu wytrzymałego blatu o solidnej powierzchni udało nam się zaprojektować nowoczesny unit laryngologiczny, który jest łatwy w czyszczeniu,
- **Wersja standardowa ProminENT:**
 - Tace na instrumenty i 5 uchwytów parkingowych,
 - Duża szuflada do przechowywania,
 - Szuflada do przechowywania zużytych instrumentów i odpadów,
- **Możliwe funkcje zintegrowane (za dopłatą)**
 - System ssący (różne modele),
 - Automatyczne czyszczenie,
 - System sprężonego powietrza (różne modele),
 - Źródła światła LED (różne modele),
 - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
 - Ogrzewanie lusterek (podgrzewanie wstępne i/lub gorące powietrze),
 - System płukania rur ssących,
 - Videoendoskopia,
 - Stroboskopia Video,
 - Mikroskop ze zintegrowaną kamerą,
 - Chirurgia/koagulacja HF,
 - System zarządzania obrazami i filmami (IVM),
 - Tympanometr,
 - Integracja bloków sanitarnych, dodatkowych szafek, mebli biurowych na wymiar itp.,
- **Akcesoria opcjonalne (za dopłatą):**
 - AQUATOP XS - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
 - LED MEDITOP - Lampa czołowa,
 - MEDITOP - Komfortowe krzesło,
 - OPROGRAMOWANIE - Video i obrazów,
 - ZEISSA - mikroskopy,
 - SPIGGLE & THEIS - instrumenty & jednorazowe,
- **Dane Techniczne:**
 - Napięcie przyłączeniowe: 230V,
 - Maksymalna moc: 2300VA,
 - Wymiary: Dł. 3213 x gł. 660 x wys. 964 mm (w tym sanitairblok)
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

