



Mobilny statyw do aparatu RTG (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Mobilny statyw ze stałą wysokością ramienia aparatu RTG,
- Zmiana wysokości ramienia możliwa poprzez manualną regulację, za pomocą dźwigni na tylnej części statywu,
- Statyw wykonany z aluminium,
- Solidna stopa zapewnia pewne podparcie,
- Gumowe koła tłumią nierówności podczas ruchu statywu z zamontowanym aparatem RTG,
- Statyw dedykowany dla aparatów RTG o wadze do 15 kg,
- Wymiary:
 - 193 cm obniżony maksymalnie,
 - 225 cm rozsunięty,
 - Szerokość uchwytu 10 cm,
- **RTG widoczne na zdjęciach nie jest częścią zestawu,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

