



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Mobilny statyw do aparatu RTG (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Mobilny statyw ze stałą wysokością ramienia aparatu RTG,
- Zmiana wysokości ramienia możliwa poprzez manualną regulację, za pomocą dźwigni na tylnej części statywu,
- Statyw wykonany z aluminium,
- Solidna stopa zapewnia pewne podparcie,
- Gumowe koła tłumią nierówności podczas ruchu statywu z zamontowanym aparatem RTG,
- Statyw dedykowany dla aparatów RTG o wadze do 15 kg,
- Wymiary:
  - 193 cm obniżony maksymalnie,
  - 225 cm rozsunięty,
  - Szerokość uchwytu 10 cm,
- **RTG widoczne na zdjęciach nie jest częścią zestawu,**
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

