



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka przyłóżkowa HILL-ROM ze stolikiem (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- **Hill-Rom** to stylowa szafka przyłóżkowa, która może być używana w centrach medycznych, szpitalach itp. miejscach,
- Wykonana z płyty wiórowej laminowanej,
- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni,
- Dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki umożliwiające umieszczenie szafki po obu stronach łóżka,
- **Cechy szafki:**
 - Łatwa w utrzymaniu czystości,
 - Zaokrąglone krawędzie ze wszystkich stron szafki, zabezpieczają przed uszkodzeniem,
 - Posiada:
 - Górny blat z zaokrąglonymi krawędziami o wymiarach: 49 x 57 cm,
 - Szufladę wyposażoną w wyciągany w separator o wymiarach: 34,5 x 36,5 x 8,5 cm,
 - Otwartą półkę o wymiarach: 42 x 42 x 17 cm,
 - Zamykaną przestrzeń podzieloną na dwa poziomy - wewnątrz przesuwana półka, umożliwiająca pacjentowi dostosowanie do własnych potrzeb,
 - Składany stolik z możliwością regulacji wysokości w zakresie: 76 - 114 cm,
 - Odchylany blat, który umożliwia pacjentowi ustawienie go pod różnymi kątami w celu wykonywania czynności, takich jak np. czytanie,
 - Podstawa szafki wyposażona jest w cztery podwójne koła,
- Wymiary:
 - Stolika: 34 x 54 cm,
 - Ogólne: 52 x 59/125 x 87 cm,
- Waga: 40 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

