



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek Endoskopowy RICHARD WOLF 2191.331 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Mobilny wózek endoskopowy Richard Wolf Model 2191.331** przeznaczony w całości do aparatury endoskopowej posiada dwie oddzielne komory oraz dolną wysuwaną szufladę zamykaną na klucz,
- Górny blat posiada dwa otwory: do przewodów połączeniowych (Ø 6cm) oraz montażowy dla uchwyty monitora (Ø 4cm),
- Dwie szyby Vertal ESG znajdujące się na froncie, otwierane są uchylnie w pozycji pionowej z możliwością chowania ich wewnątrz, posiadają zamknięcia magnetyczne,
- Wewnątrz komór na bocznych ściankach znajduje się 6 gniazd zasilających żeńskich IEC (po 3 dla każdej komory),
- Możliwość poprowadzenia przewodów połączeniowych w kolumnie ścianki bocznej,
- Tył wózka wentylowany z możliwością demontażu,
- Dwa wygodne uchwyty transportowe,
- Długość przewodu zasilającego: 470 cm,
- 4 koła o średnicy 12 cm z blokadą,
- Wymiary:
  - Ogólne: 75 x 70 x 133 cm,
  - Blat: 62 x 57 cm,
  - Półki wewnątrz:
    - Górna: 54 x 37 x 50 cm,
    - Dolna: 54 x 37 x 50 cm,
  - Szuflada: 51 x 36 x 12 cm,
- Waga: 125 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



