



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny ADVAN AMM213TD (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Monitor ADVAN AMM213TD** to profesjonalny monitor medyczny który dzięki różnorodności portów wejściowych oraz wyjściowych znajdzie zastosowanie w wielu specjalizacjach w dziedzinie medycyny,
- **Specyfikacja:**
 - Ekran: LCD,
 - Przekątna: 21.3 cala,
 - Głębia koloru: 16,7 Milionów,
 - Współczynnik proporcji: 4:3,
 - Czas odpowiedzi:
 - Kąt widzenia: 85°,
 - Rozdzielczość: 1600 x 1200 @ 60Hz,
 - Gniazda wejściowe: DVI, D-SUB, Y-C, C-Video/SOG, SDI, R/Pr, G/Y, B/Pb, H/CS, VS,
 - Gniazda wyjściowe: Y-C, C-Video, SDI, R/Pr, G/Y, B/Pb, H/CS, VS
 - Menu w języku: angielskim,
- Mocowanie typu VESA na śruby M4 x 15mm (brak stojaka oraz uchwytu),
- Automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń we./wyj.,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz 24V,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 51 x 39 x 9,5 cm,
- Waga: 9 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

