



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy MERIVAARA 5550 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji fińskiej,
- Regulowany hydraulicznie, oraz poprzez sprężyny gazowe,
- 3 - segmentowy,
- **Tapicerka** z atestem medycznym w kolorze kremowym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- **Regulowany w wielu płaszczyznach:**
 - Góra-dół w zakresie: 60 - 95 cm,
 - Przechył pionowy - pozycja Trendelenburga: -15 - 0°,
 - Regulowany kąt oparcia w zakresie: 0 - 70°,
- **Wyposażony w:**
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Uchwyt na butle,
 - Hamulec nożny,
- Podstawa wykonana z metalu,
- Koła antystatyczne,
- **Wymiary leża:**
 - Szerokość: 50 cm,
 - Długość: 180 cm,
 - Grubość materaca: 8 cm,
- **Wymiary ogólne:**
 - Szerokość: 65 cm,
 - Długość: 192 cm,
 - Wysokość: 65/185 cm,
- Maksymalne obciążenie: 135 kg,
- Waga: 105 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

