



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG PHILIPS HD7 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 780 VA,
- **Philips HD7** jest systemem ultrasonograficznym łączącym w sobie zaawansowane funkcje kliniczne, znakomitą ergonomię oraz wygodne narzędzia cyfrowej archiwizacji danych,
- **Aparat wyposażony jest w:**
  - **System HD7 Revision 3.1,**
  - Monitor z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej 15",
  - Klawiaturę na panelu sterowania w języku angielskim,
  - Możliwość wyboru menu w językach: EN, DE, FR, ES, IT, RU, PT, CN,
  - Zintegrowaną stację DVD,
  - **Głowicę liniową Model L12 - 03:**
    - Zakres częstotliwości: 3 - 12 MHz,
    - 15° obrazowania trapezowego,
    - Obrazowanie o wysokiej rozdzielczości do zastosowań powierzchniowych, w tym naczyń i małych obszarów i układu mięśniowo - szkieletowego,
    - Obsługa obrazowania 2D, kolorowego, Tissue Harmonic Imaging, PW Doppler i Color Power Angio,
  - 6 uchwytów na głowice,
- **Zastosowanie w badaniach:**
  - Jamy brzusznej,
  - Małych narządów i powierzchniowych,
  - Pediatrycznych,
  - Układu mięśniowo - szkieletowego,
  - Noworodków,
  - Urologicznych,
  - Położniczych,
  - Ginekologicznych i płodności,
  - Naczyniowych,
  - Dopplerowskich przezczaszkowych,
  - Kardiologicznych,
- **Tryby obrazowania:**
  - M - Mode,
  - CW (Continuous Wave) Doppler,
  - PW (Pulsed Wave) Doppler,
  - 2D,
  - Color Doppler,
  - CPA (Color Power Angio),
  - THI (Tissue Harmonic Imaging),
- **Archiwizacja obrazów:**
  - Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badań na wbudowanym dysku twardym i dyskach CD i DVD,
  - Formaty zapisów obrazów na dyskach CD lub DVD kompatybilne z Windows,
  - Videoprinter (brak w zestawie),
  - Możliwość bezpośredniego podłączenia do aparatu drukarki komputerowej do wydruku raportów z badania,
- **Wyposażony w następujące wejścia i wyjścia:**
  - LAN,
  - S - Video,
  - S - VGA 9 - pinowe,
  - D - Sub 15 - pinowe do podłączenia przełącznika nożnego,
  - 3 x USB 2.0 (w tym jedno przy panelu sterowania),
  - 2 kompozytowe wyjścia video,
- Posiada wygodne uchwyty do przemieszczania,
- Mobilny na 4 kółkach o  $\varnothing$  13 cm, w tym 2 z blokadą i hamulcem,
  - Wymiary:
    - Ogólne: 98 x 55 x 136 cm,
    - Monitora: 41 x 33 x 7,5 cm,
- Waga: 77 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

