



## Łaźnia wodna MEMMERT 200 VR (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- Łaźnia wykonana w całości z stali kwasoodpornej,
- Pojemność: 4 L,
- Regulacja temperatury w zakresie: 20 - 110 °C
- **W zestawie:**
  - Wąż odpływowy,
- Wymiary:
  - Zewnętrzne: 32 x 33 x 21 cm,
  - Wewnętrzne: 20 x 20 x 11 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

