



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw video-endoskopowy R. WOLF/RIWOPLAN (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Procesor kamery R.WOLF Model 5370.01:**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Moc: 19 VA,
 - **Funkcje:**
 - Wzmocnienie,
 - Temperatura koloru: 3200K, 5600 K,
 - Regulacja nasycenia kolorów: czerwony i niebieski,
 - **Głowa kamera R.WOLF Model 5370,**
 - **Źródło światła R.WOLF Model 4051.01:**
 - Produkcji niemieckiej,
 - Moc: 350 VA,
 - Żarówki halogenowe 2x 24V/250W,
 - Płynna regulacja światła,
 - **W zestawie:**
 - Światłowód,
 - **Monitor medyczny SONY TRINITRON Model PVM-14M2MDU,**
 - Produkcji japońskiej,
 - System kolorów: NTSC PAL,
 - Przekątna ekranu 14",
 - Możliwość podłączenia 2 torów (LINE A i B),
 - Wyposażony w uchwyty do przenoszenia,
 - Sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego oraz przycisków na przednim panelu,
 - Wymiary: 44 x 35 x 34 cm,
 - Waga: 16,7 kg,
 - **Wózek endoskopowy RIWOPLAN Model 2190.20.:**
 - Moc: 1100 W,
 - **Wyposażony w:**
 - Półka na monitor,
 - Półka o wymiarach: 54 x 54 x 30 cm,
 - 2 szuflady o wymiarach: 52 x 35 x 8 cm,
 - Uchwyt na kamerę i światłowód,
 - Posiada wbudowaną instalację elektryczną wraz z stabilizatorem napięcia,
 - Mobilny, na czterech kółkach, w tym dwa przednie z hamulcami,
 - Wymiary ogólne: 64 x 67 x 153 cm,
 - Waga zestawu: 126 kg,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

