



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowa FEDMEDICAL FMI - 301FB (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden wbudowany akumulator: 12 V 28 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Fedmedical FMI - 301FB** to samowystarczalna, bezcieniowa lampa zabiegowa z akumulatorem do zastosowania na sali operacyjnej lub w terenie,
- **Cechy produktu:**
 - Ramię z czaszą osadzone na stabilnej podstawie z akumulatorem,
 - Przemysłana konstrukcja bez zastosowania przewodów na łączeniach elementów pozwala na proste i szybkie rozłożenie lampy na części do transportu,
 - Każda część lampy wyposażona w gniazda lub złączki umożliwiające doprowadzenie zasilania do czaszy,
 - 6 kolorowych kontrolki tworzących pasek poziomu naładowania baterii,
 - Wskaźnik ładowania akumulatora,
 - **Właściwości czaszy lampy:**
 - Duży zasięg, wytrzymałość i stabilność ramienia,
 - Bezcieniowa lampa,
 - Możliwość sterowania czaszą dzięki obracającym elementom ramienia i regulowanej wysokości,
 - Regulacja wysokości lampy w zakresie 81 - 222 cm,
 - Wygodny uchwyt pomaga w pozycjonowaniu czaszy,
 - Żarówka halogenowa o mocy 50 W,
 - Temperatura barwowa: 4500 K,
 - Gniazdo 24 V typu NATO do podłączenia zewnętrznego akumulatora,
 - Dodatkowy włącznik zasilania na czaszy,
 - Wyłącznik akumulatora na panelu sterowania,
 - Mobilna na dwóch kołach o \varnothing 20 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód umożliwiający podłączenie do zewnętrznego akumulatora,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Wysokość podstawy: 160 cm,
 - Łączna długość ramienia: 94 cm,
 - Czaszy: \varnothing 29 x 12 cm,
 - Gabaryt ogólny lampy: 57 x 90 x 160/222 cm,
- Waga: 37,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

