



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa zabiegowa FEDMEDICAL FMI - 301FB (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez jeden wbudowany akumulator: 12 V 28 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Fedmedical FMI - 301FB** to samowystarczalna, bezcieniowa lampa zabiegowa z akumulatorem do zastosowania na sali operacyjnej lub w terenie,
- **Cechy produktu:**
  - Ramię z czaszą osadzone na stabilnej podstawie z akumulatorem,
  - Przemysłana konstrukcja bez zastosowania przewodów na łączeniach elementów pozwala na proste i szybkie rozłożenie lampy na części do transportu,
  - Każda część lampy wyposażona w gniazda lub złączki umożliwiające doprowadzenie zasilania do czaszy,
  - 6 kolorowych kontrolki tworzących pasek poziomu naładowania baterii,
  - Wskaźnik ładowania akumulatora,
  - **Właściwości czaszy lampy:**
    - Duży zasięg, wytrzymałość i stabilność ramienia,
    - Bezcieniowa lampa,
    - Możliwość sterowania czaszą dzięki obracającym elementom ramienia i regulowanej wysokości,
    - Regulacja wysokości lampy w zakresie 81 - 222 cm,
    - Wygodny uchwyt pomaga w pozycjonowaniu czaszy,
    - Żarówka halogenowa o mocy 50 W,
    - Temperatura barwowa: 4500 K,
  - Gniazdo 24 V typu NATO do podłączenia zewnętrznego akumulatora,
  - Dodatkowy włącznik zasilania na czaszy,
  - Wyłącznik akumulatora na panelu sterowania,
  - Mobilna na dwóch kołach o  $\varnothing$  20 cm,
- **W zestawie:**
  - Przewód umożliwiający podłączenie do zewnętrznego akumulatora,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
  - Wysokość podstawy: 160 cm,
  - Łączna długość ramienia: 94 cm,
  - Czaszy:  $\varnothing$  29 x 12 cm,
  - Gabaryt ogólny lampy: 57 x 90 x 160/222 cm,
- Waga: 37,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

