



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE ERBOTOM T 130 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 W,
- Płynna regulacja mocy,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Monopolarne cięcie - 130 W,
 - Monopolarna koagulacja GRAD - 130 W,
 - Bipolarna koagulacja - 50 W,
- Panel sterowania w języku niemieckim,
- **W zestawie:**
 - Przewód elektrody neutralnej,
 - Uchwyt elektrody monopolarnej z przewodem wielorazowego użytku na elektrody o średnicy 4,0 mm,
 - Przewód bipolarny, **możliwość doposażenia w szczypcę bipolarne (za dopłatą),**
 - Fabrycznie nowy załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 31 x 17 cm,
- Waga zestawu: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

