



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Diatermia chirurgiczna ERBE ERBOTOM T 130 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 W,
- Płynna regulacja mocy,
- **Posiada następujące funkcje:**
  - Monopolarne cięcie - 130 W,
  - Monopolarna koagulacja GRAD - 130 W,
  - Bipolarna koagulacja - 50 W,
- Panel sterowania w języku niemieckim,
- **W zestawie:**
  - Przewód elektrody neutralnej,
  - Uchwyt elektrody monopolarnej z przewodem wielorazowego użytku na elektrody o średnicy 4,0 mm,
  - Przewód bipolarny, **możliwość doposażenia w szczypcę bipolarne (za dopłatą),**
  - Fabrycznie nowy załącznik nożny,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 31 x 17 cm,
- Waga zestawu: 9,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

