



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wielofunkcyjne krzesło higieniczne ARJOHUNTLEIGH CARENDO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie poprzez 1 nowy wbudowany akumulator NiMH 24 V/2,5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA,
- **Carendo** to wielofunkcyjne krzesło higieniczne, które usprawnia rutynowe czynności związane z higieną i prysznicem, umożliwiając opiekunowi pracę w wygodnej pozycji,
- Zaprojektowane w taki sposób, aby jeden opiekun mógł wykonać wszystkie czynności higieniczne, w tym prysznic, toaletę, mycie włosów, zdejmowanie ubrania, ubieranie, zmianę pieluchomajtek i inne czynności wymagające dyskrecji, zaledwie po jednorazowym przeniesieniu pacjenta,
- Ma regulowaną wysokość i odchylane oparcie, dzięki czemu opiekun i pensjonariusz mogą ustawić najlepszą dla siebie wysokość i pozycję w czasie wszystkich zabiegów higienicznych,
- **Możliwość ustawienia fotel w trzech pozycjach za pomocą pilota przewodowego:**
 - Siedzącej toaletowej (podnoszenie - wysoko/nisko),
 - Półleżącej (prysznicowej),
 - Pielęgnacyjnej (umożliwiającej dostęp do okolic pośladkowych),
- **Wyposażony w:**
 - Poduszka pod kark z możliwością ustawienia na wysokości odpowiedniej do wzrostu pacjenta,
 - Oparcie pleców o pełnej długości, solidne podłokietniki i siedzisko wykonane z polipropylenu,
 - Siedzisko z otworem toaletowym co pozwala na najazd na muszle toaletową,
 - Cztery kółka zwrotne wyposażone w indywidualne hamulce,
 - Poduszkę do siedzenia (**widoczne drobne ślady użytkowania**),
 - Awaryjne zatrzymanie i opuszczanie fotela,
 - Podpórkę pod nogi, która automatycznie wysuwa się do przodu w momencie ustawiania fotela do pozycji półleżącej,
 - Dźwiękowy sygnał ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora,
 - Wygodne uchwyty do prowadzenia fotela,
 - Siatkę do przechowywania np. kosmetyków z tyłu oparcia,
- **W zestawie:**
 - Akumulatory - 2 szt.,
 - Zewnętrzna ładowarka,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary:
 - Ogólne: 86,5 x 64 x 124 cm,
 - Wysokość siedziska, najniższa/najwyższa pozycja: 51 cm / 105 cm,
 - Zakres podnoszenia (siedzisko): 55 cm,
 - Min. długość, najniższa pozycja pionowa: 87,5 cm,
 - Maks. długość, najwyższa pozycja leżąca 151 cm,
 - Podwozie: 86,5 x 64 cm,
 - Podwozie, szerokość między nogami: 508 cm,
 - Minimalna wysokość oparcia, najniższa pozycja leżąca 1020 mm
 - Średnica skrętu: Ø 96 cm,
 - Maksymalny udźwig: 136 kg,
- Waga zestawu: 64 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

