



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko szpitalne MMO Medical 4000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Łóżko MMO Model 4000** przeznaczone jest do krótkoterminowej opieki w placówkach medycznych, gdzie w razie potrzeby zapewniona jest opieka medyczna, nadzór i kontrola lekarska oraz gdzie można zapewnić urządzenia elektromedyczne stosowane w procedurach medycznych w celu utrzymania lub poprawy stanu pacjenta. Takimi instytucjami są szpitale, domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki geriatryczne i inne specjalistyczne ośrodki opieki. Zaprojektowane tak, aby umożliwić wygodne spanie i płynne wchodzenie i wychodzenie z łóżka. Łóżko to zapewnia najlepszą opiekę zarówno pacjentom, jak i personelowi,
- **Wyposażone w:**
  - Dwa panele sterowania dla pacjenta z blokadą funkcji oraz drugi dla opiekuna z centralną blokadą,
  - Dzielone, składane bariery boczne, łatwo opuszczane z unikalnym systemem blokady,
  - Wyjmowane szczyty głowy oraz nóg,
  - Dwa uchwyty transportowe,
  - Uchwyty CPR po obu stronach,
  - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
  - 4 narożne odbojniki,
  - Lampkę nocną pod łóżkiem,
  - Zintegrowane przedłużenie łóżka o 18 cm,
- **Elektryczna regulacja za pomocą panelu sterowania:**
  - Kąta nachylenia oparcia w zakresie: 0 - 70°,
  - Kąta podpory ud w zakresie: 0 - 30°,
  - Kąta nachylenia podpory łydek w zakresie: -20° do 20°,
  - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie: 14°,
  - Wysokości leża w zakresie: 35 - 92 cm,
  - CPR,
  - Blokada funkcji,
- Łóżko mobilne na 4 podwójnych kołach o średnicy 15cm z hamulcem centralnym,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary: 214 x 100 cm,
- Maksymalny udźwig: 250 kg,
- Waga: 128 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

