



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne MMO Medical 4000 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Łóżko MMO Model 4000** przeznaczone jest do krótkoterminowej opieki w placówkach medycznych, gdzie w razie potrzeby zapewniona jest opieka medyczna, nadzór i kontrola lekarska oraz gdzie można zapewnić urządzenia elektromedyczne stosowane w procedurach medycznych w celu utrzymania lub poprawy stanu pacjenta. Takimi instytucjami są szpitale, domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki geriatryczne i inne specjalistyczne ośrodki opieki. Zaprojektowane tak, aby umożliwić wygodne spanie i płynne wchodzenie i wychodzenie z łóżka. Łóżko to zapewnia najlepszą opiekę zarówno pacjentom, jak i personelowi,
- **Wyposażone w:**
 - Dwa panele sterowania dla pacjenta z blokadą funkcji oraz drugi dla opiekuna z centralną blokadą,
 - Dzielone, składane bariery boczne, łatwo opuszczane z unikalnym systemem blokady,
 - Wyjmowane szczyty głowy oraz nóg,
 - Dwa uchwyty transportowe,
 - Uchwyty CPR po obu stronach,
 - 4 miejsca na kroplówkę w każdym narożniku łóżka,
 - 4 narożne odbojniki,
 - Lampkę nocną pod łóżkiem,
 - Zintegrowane przedłużenie łóżka o 18 cm,
- **Elektryczna regulacja za pomocą panelu sterowania:**
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie: 0 - 70°,
 - Kąta podpory ud w zakresie: 0 - 30°,
 - Kąta nachylenia podpory łydek w zakresie: -20° do 20°,
 - Pozycja Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie: 14°,
 - Wysokości leża w zakresie: 35 - 92 cm,
 - CPR,
 - Blokada funkcji,
- Łóżko mobilne na 4 podwójnych kołach o średnicy 15cm z hamulcem centralnym,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary: 214 x 100 cm,
- Maksymalny udźwig: 250 kg,
- Waga: 128 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

