



## Ławka do poczekalni drewniana ze stolikiem (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji polskiej,
- Ławka przeznaczona jest do poczekalni w miejscach użyteczności publicznej, np. w przychodni lub laboratorium,
- **Wyposażona w:**
  - Dwa siedziska z oparciami wykonane ze sklejki, osadzone na wysokości: 46,5 cm,
  - Podłokietniki na końcach ławki,
  - Stolik o wymiarach: 49 x 49 cm,
  - Stabilną podstawę, na 4 chromowanych nogach ze stopkami,
- Wymiary:
  - Oparcie: 43 x 38 cm.
  - Siedzisko: 44 x 39 cm,
  - Ogólne: 58,5 x 174 x 83 cm,
- Waga: 24,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

