



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Krzeseł do poczekalni białe (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Krzesło przeznaczone do gabinetów, poczekalni, recepcji itp.,
- W całości pokryte białą ekoskórą,
- Higieniczne, łatwe w utrzymaniu w czystości,
- Siedzisko osadzone na wysokości: 45 cm,
- Stelaż chromowany,
- Możliwość układania w stos,
- Wymiary:
 - Oparcie: 40 x 42,5 cm,
 - Siedzisko: 41 x 44 cm,
 - Ogólne: 54 x 47 x 84,5 cm,
- Waga: 6,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

